


Seledue Ausziehbett SN2

Montageanleitung



- Idealerweise erfolgt die Montage der Füße **auf der Kartonverpackung**. Bett ca. **20 cm ausziehen** (siehe **Bild 1-3**).
- Nun können die **8 Füße** mit den mitgelieferten **Senkkopfschrauben** und dem **Innensechskantschlüssel** montiert werden (siehe **Bild 4-6**).



1*



2




3



4



5



6

* Bei der Bearbeitung der Multiplexplatten können Unregelmässigkeiten auftreten wie auf dem Bild sichtbar. Diese haben keine Auswirkungen auf die Stabilität der Füße und das Design und sind somit kein Beanstandungsgrund.

Filzgleiter Seledue Bett SN1 / SN2

Montageanleitung



Zu den Seledue Betten SN1 und SN2 werden Filzgleiter mitgeliefert. Diese können je nach Bedarf an den Füßen wie folgt angebracht werden:

Die **rote Fläche** der Filzgleiter **leicht befeuchten** und anschliessend an den Holzfüßen **festdrücken**, bis der Kleber abtrocknet. Die Filzgleiter sind nun fest mit den verbunden.

Bett SN1

- Breite 90 / 100 / 120 / 140 cm – je 4 Stück
- Breite 160 / 180 cm – je 6 Stück

Bett SN2:

- je 8 Stück